

El concentrador portátil de 2000 ml más pequeño del mundo

Características:

- Flujo verdadero de 5 LPM
 - Gran pantalla táctil de 4,3"
 - Uso continuo 24 x 7
 - Carga más rápida (1 hora)
 - Más pequeño concentrador portátil de 2000 ml en el mundo
- 🔗 Internet de las cosas



Usa en casa / en el coche / para viajes



Adecuado para: Personas de la tercera edad, embarazadas, estudiantes, deportistas

Mesetas, deportes, montañismo, fumadores

Pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, neumonía, asma, fibrosis, enfermedades cardíacas

Lovego, Ve junto con amo!

Especificaciones

Dimensiones: L / A / H	12,9 x 3.54 x 8.07 in/n (32.8 cm x 9 cm x 20 cm)
Peso	2,28 kg sin batería
Nivel de ruido	≤ 60 dBA
Alimentación CA	Input: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz 2,0 A Output: 21,6 VDC, 6,0 A
Batería	18,5 V, 5000 mAh
Peso de la batería	433 g
Rangos ambientales	Temperatura: 1 a 95°F Humidad: 90% a 95°F; n_condensante Altitude: 0 a 16.400 ft (0 a 5000 mn)
IoT (El Internet de las cosas)	Suporta usuarios conttolar ar aquinas de su m6vil Comparvimientos de usur deata del usar con fin iealimir echo n tiema Updata el software
Alarma	Alarma brrixoi6geno, batería abaja temperatura, maltera de maquina


Consumo de Energía y Duración de la Batería

Configuración de Flujo	Volumen total por minuto (ml/m)	5 Celdas	15 Celdas	
		3,2 horas	9 horas	6 horas
PS	400 ml	3,2 h	9,6 h	9,6 h
2	660 ml	2,5 h	7,5 h	7,5 h
3	1000 ml	2,0 h	6,0 h	6,0 h
4	1340 ml	1,5 h	4,5 h	4,5 h
5	1680 ml	1,2 h	3,6 h	3,6 h

El tiempo de carga de la batería es:

- Cuando el aparato esta apagado, se tarda 1 hora en cargar completamente
- Cuando el aparato esta funcionando, se tarda 1,5 horas en cargar completamente

Eficiencia de Producción de POC Pequeños en Todo el Mundo



POC de Alto Flujo, Respire Fácilmente


Modelo: SG02L

Concentración de oxígeno: 90% ± 5% / - 3 e todos los ajustes

Ajustes de Flujo por Pulso

Frecuencia Respiratoria	PS	2	3	4	5
	15 ml	26 ml	43 ml	61 ml	78 ml
Volumen total por min (ml/mín)	17 ml	87 ml	87 ml	113 ml	136 ml
	15 ml	100 ml	128 ml	146 ml	115 ml
Flujo Real Mín 400 ml Flujo Máx 1500 ml La POC más pequeña 2000 ml					

Salida de oxígeno Almánica: de POCs Pequeñas



Lovego, ¡Ve Junto Con Amor!

Estuche estándar

Elemento	Foto	Código del elemento	Cantidad
Máquina SG		SG02I	1
Batería		SG02IB	1
Adaptador CA		SG02AA	1
Cargador CC		SG02DC	1
Bolsa de hombro		SG02SB	1
Cánula nasal (2,5 metros)		SG25UM	1
Manual de usuario		SG02UM	1